

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/pulsoksymetr-napalcowy-bt-px70-p-100800.html>

Pulsoksymetr napalcowy BT PX70



Cena	54,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	TSA8071
Kod EAN	5901890063685

Opis produktu

Medyczny pulsoksymetr napalcowy z Bluetooth Teesa PX70

Zadbaj o zdrowie już dziś! Pulsoksymetr Teesa PX70 to urządzenie do mierzenia saturacji, tętna oraz indeksu perfuzji. Jego niewielkie wymiary sprawiają, że możesz mieć go zawsze przy sobie, aby w każdym momencie wykonać pomiar. Badanie pulsoksymetrem jest banalnie proste! Wystarczy wsunąć palec w urządzenie tak, aby spoczywał na czujniku, położyć rękę na płaskiej powierzchni i wcisnąć przycisk. To wszystko. Wygodne, prawda?

Dokładne pomiary

Zależy Ci na dokładnych pomiarach? Pulsoksymetr na palec wykonuje trzy pomiary: natlenienia krwi w zakresie 35-100%, pulsu w zakresie 25-250 uderzeń na minutę oraz indeksu perfuzji, czyli siły pulsu w miejscu założenia czujnika.

Wyświetlacz LCD

Sam pomiar trwa tylko kilka sekund, a wszystkie wyniki już po kilku chwilach pojawią się na czytelnym, kolorowym wyświetlaczu LCD.

Pulsoksymetr z Bluetooth

Pulsoksymetr Teesa PX70 posiada funkcję Bluetooth, dzięki której możesz połączyć urządzenie ze swoim smartfonem i przechowywać pomiary w aplikacji. Co więcej, aplikacja pozwala zachować dane wielu użytkowników, dlatego możesz przechowywać wyniki całej rodziny.

Bezinwazyjna metoda pomiaru
Wyświetlacz: LCD

Sensor: światło czerwone

Pomiar natlenienia:

- Zakres: 35 ~ 100%
- Dokładność: $\pm 2\%$ (80%~100%) ; $\pm 3\%$ (70%~79%)

Pomiar pulsu:

- Zakres: 25~250 uderzeń/minutę
- Dokładność: ± 2 uderzeń/minutę

Pomiar indeksu perfuzji

- Zakres: 0,5% ~ 20%
- Dokładność: 0,1%

Łączność Bluetooth z aplikacją

Zasilanie: 2x AAA

Wymiary: 56 x 32 x 30 mm

Waga: 44 g

Temperatura pracy: 5°C ~ 40°C

Temperatura przechowywania: -10°C ~ 50°C

Wilgotność pracy: 15% ~ 80%

Wilgotność przechowywania: 10% ~ 90%